

Anti-Bcl9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99219

Número do item: CM0028989

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Bcl9 adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece Bcl9 humano, de camundongo e de rato, um coativador nuclear da via Wnt de ~149kDa. Apoiar pesquisas sobre câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bcl9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	607
GeneID	77578
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1278-1377 do Bcl9 de camundongo (NP_084209.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9D219
Peso da Proteína	149kDa
Envio	Saco com gelo