

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bcl9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9D219

Número do item: CM0023964

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína B-cell CLL/lymphoma 9 (Bcl9) de camundongo. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Bcl9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	607
ID do Gene	77578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-500 da Bcl9 de camundongo (Q9D219)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9D219
Peso Proteico	149kDa
Envio	Em saco de gelo