


Anticorpo Policlonal Anti-Bclaf1 Para Wb E Elisa - Q9Nyf8

Número do item: CM0024202



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra BCLAF1 (BTF), adequado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com BCLAF1 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de apoptose e regulação transcrricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCLAF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BTF, bK211L9.1, BCLAF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9774
ID do Gene	9774
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 330-552 do BCLAF1 humano (NP_001070909.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYF8
Peso Proteico	106kDa
Envio	Saco de Gelo