

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bcmo1 Para Wb, Elisa - Q9Hay6

Número do item: CM0018310

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho BCMO1 para aplicações de WB e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a beta-caroteno dioxigenase 1, uma enzima chave na produção de retinal e na visão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCMO1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	BCO; BCDO; BCMO; BCDO1; BCMO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	53630
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 268-547 da BCMO1 humana (NP_059125.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HAY6
Peso da Proteína	63kDa
Transporte	Bolsa de gelo