


Anticorpo Policloal Anti-Bcr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11274

Número do item: CM0015114



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-BCR de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta BCR humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização de pequenas GTPases e biologia sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; BCR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	613
GeneID	613
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11274
Peso da Proteína	143kDa
Envio	Bolsa de gelo