


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bdkrb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30411

Número do item: CM0029619



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BDKRB2 humano (receptor de bradicinina B2), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de sinalização GPCR e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BDKRB2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	B2R; BK2; BK-2; BKR2; BRB2; BDKRB2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	624
GeneID	624
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 302-391 de BDKRB2 humano (NP_000614.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30411
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de gelo