


Anticorpo Monoclonal Anti-Bdnf Para If-P, Elisa - P23560

Número do item: CM0005654



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra BDNF humano, validado para IF-P e ELISA. Detecta BDNF de camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociências sobre sinalização neurotrófica, plasticidade sináptica e sobrevivência neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BDNF Rabbit mAb
Observações/Apelido	ANON2; BULN2; BDNF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	627
ID do Gene	627
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do BDNF humano (P23560).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P23560
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo