


Anticorpo Monoclonal Anti-Bdnf (Camundongo) Para Wb, Elisa - P23560

Número do item: CM0003884



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo de alta qualidade contra BDNF humano (P23560), validado para Western blot e ELISA. Detecta BDNF de camundongo e rato. Ideal para estudos de neurobiologia e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BDNF mAb de Camundongo
Observações/Apelido	ANON2; BULN2; BDNF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	627
GeneID	627
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-247 do BDNF humano (P23560)
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P23560
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo