


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bdnf Para Wb, Elisa - P23560

Número do item: CM0022466



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BDNF humano (Fator neurotrófico derivado do cérebro), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e neurotrofinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BDNF Rabbit pAb
Observações/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	627
GeneID	627
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-247 do BDNF humano (NP_733928.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23560
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo