


Anticorpo Policlonais Anti-Beclin 1 Para Wb, Elisa - Q14457

Número do item: CM0021615



introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho contra Beclin 1 validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta uma banda de ~52 kDa em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em autofagia e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Beclin 1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8678
ID do Gene	8678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-280 da Beclin 1 humana (NP_003757.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14457
Peso da Proteína	52 kDa
Transporte	Bolsa de gelo