

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Beclin 1 (Validado Por Ko) Para Wb E Elisa - Q14457

Número do item: CM0005889



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra Beclin 1 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece Beclin 1 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em autofagia e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] mAb de Coelho Beclin 1
Observações/Apelido	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1; BECN1; beclin-1; 1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8678
GeneID	8678
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da Beclin 1 humana (NP_003757.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14457
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo