


Anticorpo Policlonal Anti-Best1 Para Wb, Elisa - 076090

Número do item: CM0013493



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BEST1 humano (Bestrofina-1), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de epitélio pigmentar da retina e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BEST1 Coelho pAb
Observações/Apelido	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7439
GeneID	7439
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	076090
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo