


Anti-Best1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - 076090

Número do item: CM0030348



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bestrofina-1 humana (BEST1). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas de epitélio pigmentar da retina e estudos de canais de ânions.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BEST1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7439
GeneID	7439
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 171-270 do BEST1 humano (NP_004174.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	076090
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo