

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bet1L Para Wb, Elisa - Q9Nym9

Número do item: CM0018642

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o BET1L humano (GS15), uma proteína SNARE de Golgi. Adequado para aplicações de WB e ELISA. O BET1L está envolvido no transporte retrógrado de vesículas e na integridade do complexo de Golgi. Ideal para pesquisas sobre tráfego de Golgi e biologia de SNARE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BET1L pAb de Coelho
Observações/Apelido	GS15; BET1L1; GOLIM3; HSPC197; BET1L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51272
ID do Gene	51272
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-60 do BET1L humano (NP_057610.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYM9
Peso Proteico	12kDa
Envio	