

Anticorpo Policlonais Anti-Beta 2 Microglobulina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61769

Número do item: CM0016680



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à beta 2 microglobulina humana, validado para Western blot, imunohistoquímica (parafina) e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre apresentação de antígenos de MHC classe I e função imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	beta 2 Microglobulina pAb de coelho
Observações/Alias	IMD43; beta 2 Microglobulina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	567
ID do Gene	567
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-119 da beta 2 Microglobulina humana (NP_004039.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61769
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo