

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Beta 2 Microglobulina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61769

Número do item: CM0003212



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra beta 2 Microglobulina (B2M) humana, adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Uma ferramenta essencial para estudos de apresentação de antígenos da classe I do MHC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-beta 2 Microglobulina
Observações/Apelido	IMD43; beta 2 Microglobulina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	567
GeneID	567
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61769
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo