

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Beta 2 Microglobulina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61769

Número do item: CM0015321



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à beta 2 Microglobulina humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de MHC I e imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho beta 2 Microglobulina
Observações/Apelido	IMD43; beta 2 Microglobulina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	567
ID do Gene	567
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-119 da beta 2 Microglobulina humana (NP_004039.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61769
Peso Molecular da Proteína	14kDa
Transporte	Saco de gelo