

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Beta-Galactosidase (GLB1) Para Wb, Elisa - P16278

Número do item: CM0016241



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GLB1 humano (beta-galactosidase/receptor de elastina 1), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre distúrbios de armazenamento lisossomal e elastogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GLB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Espécie	Humano
ID do Gene	2720 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do GLB1 humano (NP_000395.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16278
Peso Proteico	76kDa
Envio	Saco de gelo