

Anticorpo Policlonais Anti-Bfar Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzs9

Número do item: CM0025562

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a BFAR humano (RNF47), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em apoptose e estresse do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BFAR Rabbit pAb
Observações/Apelido	BAR; RNF47; BFAR
Espécie	Humano
GeneID	51283
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do BFAR humano (NP_057645.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZS9
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de gelo