

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bgn Para Wb, If/Icc, Elisa - P21810

Número do item: CM0028482

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra biglicano humano (BGN), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de matriz extracelular e tecido conjuntivo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BGN Rabbit pAb
Observações/Apelido	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	633
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-368 do BGN humano (NP_001702.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P21810
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo