

Anticorpo Policlonal Anti-Bhlhe40 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14503

Número do item: CM0027088

introdução

Anticorpo policlonal de coelho BHLHE40 validado para WB, IHC-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo o repressor transcricional circadiano DEC1/SHARP2. Ideal para pesquisa de ritmo biológico e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BHLHE40 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2; BHLHE40
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8553
ID do Gene	8553
Imunógeno	Proteína recombinante ou proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 121-300 do BHLHE40 humano (NP_003661.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14503
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo