

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Bhlhe41 Para Wb E Elisa - Q9C0J9

Número do item: CM0017841

introdução

Anticorpo policlonado direcionado ao BHLHE41 humano (DEC2/SHARP1), validado para WB e ELISA. Detecta BHLHE41 humano e de rato, com imunógeno que compreende os aminoácidos 120-280. Adequado para estudos de ritmo circadiano e repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	BHLHE41 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DEC2; FNSS1; hDEC2; BHLHB3; SHARP1; BHLHE41
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79365
GeneID	79365
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-280 do BHLHE41 humano (NP_110389.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9C0J9
Peso Proteico	50kDa
Envio	Bolsa de gelo