


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bhmt Para Wb, If-P, Elisa - Q93088

Número do item: CM0013713



introdução

Anticorpo policlonal de coelho visando BHMT humano (betaina-homocisteína S-metiltransferase 1). Validado para aplicações WB, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do metabolismo da homocisteína. Peso da proteína 45kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BHMT Coelho pAb
Observações/Alias	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	635
GeneID	635
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 177-406 de BHMT humano (NP_001704.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93088
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo