


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Bicd2 Para Wb, Elisa - Q8Td16

Número do item: CM0018401



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BICD2 (SMALED2) para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. BICD2 é uma proteína adaptadora para o complexo motor dineína, envolvida no transporte Golgi-RE e posicionamento nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	BICD2 Coelho pAb
Observações/Alias	SMALED2; SMALED2A; SMALED2B; bA526D8.1; BICD2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23299
GeneID	23299
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 440-620 do BICD2 humano (NP_001003800.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TD16
Peso Proteico	94kDa
Envio	Em saco de gelo