


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Bif-1 Para If/Icc, Elisa - Q9Y371

Número do item: CM0028409



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho anti-Bif-1 de alta qualidade validado para IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a endofolina-B1 humana (SH3GLB1), um regulador chave da dinâmica mitocondrial, autofagia e apoptose. Ideal para aplicações de IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bif-1 Rabbit pAb
Observações/Alias	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	51100
ID do Gene	51100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-365 da Bif-1 humana (NP_057093.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y371
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo