


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Bim Para Wb E Elisa - O43521

Número do item: CM0002482



introdução

Anticorpo monoclonal coelho Bim validado para WB e ELISA. Reconhece Bim humano, murino e de rato. Imunógeno: péptido sintético da região N-terminal. Ideal para pesquisa em apoptose. SWISS O43521.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Bim
Observações/Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10018
ID do Gene	10018
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Bim humano (O43521)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O43521
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de Gelo