


Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Bim Para Ihc-P E Elisa - O43521

Número do item: CM0015044



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bim (BCL2L11), um regulador chave da apoptose, validado para IHC-P e ELISA em amostras humanas. Ideal para pesquisa sobre morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bim Rabbit pAb
Observações/Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10018
GeneID	10018
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-130 da Bim humana (NP_619527.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43521
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo