


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bim Para Wb, If/Icc, Elisa - O43521

Número do item: CM0019470



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bim humano (BCL2L11) para pesquisa em apoptose. Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudo de mecanismos de morte celular programada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bim Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BAM; BIM; BOD; Bim
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10018
GeneID	10018
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-198 do Bim humano (NP_619527.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43521
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo