


Anticorpo Monoclonal Anti-Bin1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00499

Número do item: CM0003542



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho BIN1 validado para WB, IHC-P, ELISA em Humano, Rato, Camundongo. Ideal para investigar a curvatura da membrana, formação de túbulos T, endocitose e atividade do MYC. Adequado para pesquisa de diagnóstico clínico e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BIN1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	274
ID do Gene	274
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-593 do BIN1 humano (NP_647601.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	O00499
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco com gelo