


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Bin1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00499

Número do item: CM0006659



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-BIN1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. BIN1 (Anfifisina II) regula a curvatura da membrana, endocitose e formação de túbulos-T. Ideal para pesquisa em neurociência e músculo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BIN1 Rabbit mAb
Observações/Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	274
GeneID	274
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 511-593 do BIN1 humano (NP_647593.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O00499
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo