


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bin1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00499

Número do item: CM0020810



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-BIN1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta BIN1 humana e de rato (~65 kDa). Ideal para pesquisas sobre remodelação de membrana, endocitose e doenças neuromusculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BIN1 Rabbit pAb
Observações/Alíase	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	274
GeneID	274
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-409 da BIN1 humana (NP_647601.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	O00499
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo