

Anticorpo Policlonal Anti-Bin2 De Coelho Para Wb E Elisa - Q39011

Número do item: CM0019531

introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade que visa o BIN2 de Arabidopsis thaliana (proteína quineta relacionada a shaggy eta). Adequado para Western blot e ELISA. Regulador negativo da sinalização de brassinosteroides. UniProt Q39011.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BIN2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATSK21; BRASSINOSTEROID-INSENSITIVE 2; DWARF 12; DWF12; F28A21.120; F28A21_120; SHAGGY-LIKE KINASE 21; SK21; UCU1; ULTRACURVATA 1; BIN2
Espécie	Arabidopsis thaliana
ID do Gene	827605
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 281-380 do BIN2 de Arabidopsis thaliana (NP_193606.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q39011
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo