

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Bin3 Para Wb, Elisa - Q9Nqy0

Número do item: CM0018445

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-BIN3 para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com BIN3 humano, de camundongo e de rato (~30 kDa). Ideal para pesquisa de divisão celular e citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BIN3 Rabbit pAb
Observações/Alias	BIN3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55909
ID do Gene	55909
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-253 da BIN3 humana (NP_061158.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQY0
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo