

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Biotina Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000021

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-biotina de alta especificidade para Western blot (WB) e ELISA. Validado com imunogênio de peptídeo sintético. Amplas reatividades cruzadas previstas. Ideal para detecção de biotina em fluxos de trabalho de pesquisa e IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Biotina
Espécie	Humano
GeneID	CAS:58-85-5
Imunogênio	Peptídeo sintético Biotina
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Outro (Ampla Gama Prevista)
Envio	