

Anticorpo Policlonar Anti-Biotinidase (Btd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43251

Número do item: CM0029710

introdução

O BTD Rabbit pAb visa a biotinidase humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de biotina e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTD Rabbit pAb
Observações/Alias	BTD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	686
GeneID	686
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 284-543 da BTD humana (NP_000051.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43251
Peso Proteico	61kDa
Envio	Bolsa de gelo