

Anticorpo Monoclonal Anti-Bip/Grp78 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11021

Número do item: CM0012156



introdução

Anticorpo monoclonal de murino que visa o BiP/GRP78 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre estresse do retículo endoplasmático, dobramento de proteínas e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BiP/GRP78 Mouse mAb
Observações/Apelido	BIP; GRP78; HEL-S-89n
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3309
GeneID	3309
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintetizado derivado de BiP/GRP78 humano.
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11021
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo