

Anti-Bip/Grp78 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11021

Número do item: CM0005586



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o BiP/GRP78 humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta BiP endógeno em humanos, camundongos, ratos e porcos. Essencial para estudos de estresse do RE, chaperona e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BiP/GRP78 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Espécie	Humano
ID do Gene	3309
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 531-630 do BiP/GRP78 humano (NP_005338.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Porco
SWISS	P11021
Peso da Proteína	72 kDa
Envio	Saco com gelo