


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bip/Grp78 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11021

Número do item: CM0016258



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra BiP/GRP78 humano (HSPA5). Adequado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de estresse do RE e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho BiP/GRP78
Observações/Apelido	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3309
ID do Gene	3309
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-650 do BiP/GRP78 humano (NP_005338.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11021
Peso Proteico	72 kDa
Envio	Em saco de gelo