

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bip/Grp78 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P11021

Número do item: CM0013569



introdução

Anticorpo policlonal de coelho BiP/GRP78 validado para Western blot (WB), IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reconhece BiP humano, de camundongo e rato, uma chaperona do RE envolvida no dobramento de proteínas e na UPR. Ideal para pesquisa de estresse no retículo endoplasmático e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BiP/GRP78 pAb de Coelho
Observações/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3309
GeneID	3309
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 550-654 do BiP/GRP78 humano (NP_005338.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11021
Peso da Proteína	72 kDa
Envio	Bolsa de gelo