


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Birc7 (Kiap/Livin/MI-Iap) - Q96Ca5

Número do item: CM0012990



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BIRC7 humano (Livin, KIAP). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BIRC7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79444
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-265 do BIRC7 humano (NP_647478.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q96CA5
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de Gelo