

## Anticorpo Policlonais Anti-Birc7 Para Wb, Elisa - Q96Ca5

Número do item: CM0026285



### introdução

BIRC7 pAb de coelho validado para detecção de BIRC7 humano e murino (Livin/ML-IAP) em WB e ELISA. Ideal para pesquisa em apoptose e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | BIRC7 pAb de coelho                                                                                                      |
| Anotações/Apelidos  | KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 79444                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 79444                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-265 do BIRC7 humano (NP_647478.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                       |
| SWISS               | Q96CA5                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 33kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |