


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Blbp/Fabp7 Para Wb, If-P, Elisa - O15540

Número do item: CM0006688



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado à BLBP/FABP7 humana, uma proteína de ligação a lipídios do cérebro envolvida no desenvolvimento do SNC. Validado para WB, IF-P e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho BLBP/FABP7
Observações/aliás	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; BLBP/FABP7
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2173
GeneID	2173
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 1-100 da BLBP/FABP7 humana (NP_001437.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	O15540
Peso da proteína	14 kDa/18 kDa
Transporte	Bolsa de gelo