

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Bloc1S2 Para Wb, Elisa - Q6Qny1

Número do item: CM0028814

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra BLOC1S2 humano, validado para WB e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para o estudo da biogênese de organelas relacionadas a lisossomos, extensão de neuritos e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BLOC1S2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CEAP, BLOS2, BORCS2, CEAP11, BLOC1S2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	282991
GeneID	282991
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 44-142 do BLOC1S2 humano (NP_776170.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6QNY1
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo