

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Bloc1S3 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Qny0

Número do item: CM0023339

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BLOC1S3 humano, validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de biogênese de organelas relacionadas a lisossomos, incluindo estudos do complexo BLOC-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho BLOC1S3
Observações/Apelido	RP; HPS8; BLOS3; BLOC1S3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	388552
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-202 do BLOC1S3 humano (NP_997715.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6QNY0
Peso Proteico	21kDa
Remessa	Em saco de gelo