

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bloc1S6 Para Wb E Elisa - Q9UI45

Número do item: CM0026193

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho BLOC1S6 validado para Western Blot (WB) e ELISA. Detecta BLOC1S6/pallidina humana, de rato e camundongo, uma subunidade do complexo BLOC-1 essencial para a biogênese de organelas relacionadas aos lisossomos e para o tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho BLOC1S6 (pAb)
Observações/Apelido	PA; HPS9; PLDN; BLOS6; PALLID; BLOC1S6
Espécie	Humano
GeneID	26258
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do BLOC1S6 humano (NP_036520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UL45
Peso Proteico	20kDa
Envio	Em saco de gelo