


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-BlvrB Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P30043

Número do item: CM0025745



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra BLVRB humano (FLR, BVRB), validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de degradação de heme, biologia redox e sinalização de insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BLVRB Rabbit pAb
Observações/Apelido	FLR; BVRB; SDR43U1; HEL-S-10; BLVRB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	645
ID do Gene	645
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-206 da BLVRB humana (NP_000704.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30043
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo