


Anticorpo Policlonal Anti-Bmi1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P35226

Número do item: CM0015006



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bmi1 humano (PCGF4/RNF51), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a proteína BMI-1 do complexo Polycomb, um regulador da cromatina envolvido na repressão gênica e na manutenção das células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Bmi1 Rabbit pAb
Observações/Alcunha	PCGF4; RNF51; FLV12/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	648
ID do gene	648
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-326 de Bmi1 humano (NP_005171.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P35226
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo