


Anticorpo Policlonal Anti-Bmi1 Para Wb, Ip, Elisa - P35226

Número do item: CM0015782



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Bmi1 humano (PCGF4/RNF51), uma proteína central do grupo Polycomb. Validado para WB, IP, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas epigenéticas e de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bmi1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PCGF4; RNF51; FLV12/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Espécie	Humano
ID do Gene	648
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do Bmi1 humano (NP_005171.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35226
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco com gelo