


Anticorpo Policlonal Anti-Bmp1 Para If/Icc, Elisa - P13497

Número do item: CM0019263



introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho BMP1 para amostras humanas, validado em IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a procollagen C-proteinase envolvida na formação da MEC e reparo ósseo. Adequado para pesquisa em biologia da matriz e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho BMP1
Observações/Apelido	PCP; TLD; OI13; PCP2; PCOLC; BMP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	649
GeneID	649
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 725-986 do BMP1 humano (NP_006120.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13497
Peso Proteico	111kDa
Envio	Saco de gelo