

Anticorpo Policlonal Anti-Bmp10 Para Wb, Elisa - 095393

Número do item: CM0017009



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o BMP10 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para investigar o desenvolvimento cardíaco, a migração de células endoteliais e a sinalização BMP. Imunógeno recombinante, 48kDa previsto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BMP10 pAb Coelho
Observações/Apelido	BMP10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27302
GeneID	27302
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-316 do BMP10 humano (NP_055297.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	095393
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo